

Anti-Stmn2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q93045

Artikelnummer: CM0030443

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen STMN2 (Stathmin-2/SCG10). Validiert in WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus und Ratte. Geeignet für neurowissenschaftliche Forschung zu Mikrotubuli-Dynamik und neuronaler Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	STMN2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SCG10; SCGN10; STMN2
Spezies	Human
GeneID (Human)	11075
GeneID	11075
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-80 von humanem STMN2 (NP_008960.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q93045
Protein-Gewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel