


## Anti-Stra13 Poliklonale Antikörper Für Wb, Elisa - A8Mt69

Artikelnummer: CM0030306



### Einführung

Kaninchen-Anti-Mensch STRA13/CENPX polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Geeignet für die Forschung zu Fanconi-Anämie, Kinetochor-Assemblierung und DNA-Reparatur. — A8MT69

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | STRA13 Kaninchen pAb                                                                                                            |
| Bemerkungen/Alias | D9, MHF2, CENP-X, FAAP10, STRA13                                                                                                |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                          |
| Gen-ID            | 201254                                                                                                                          |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-63 von menschlichem STRA13 (NP_659435.2) enthält. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                       |
| Kategorie         | Poliklonale Antikörper                                                                                                          |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                          |
| SWISS             | A8MT69                                                                                                                          |
| Proteinmasse      | 9kDa                                                                                                                            |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                       |