


Anti-Strada Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q7Rtn6

Artikelnummer: CM0023095



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes STRADA (STE20-verwandtes Kinase-Adapterprotein alpha). Validiert für WB und ELISA, mit Maus-Kreuzreaktivität. Geeignet für die Untersuchung der LKB1/STK11-Aktivierung und Zellzyklusregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STRADA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LYK5; PMSE; Stlk; STRAD; NY-BR-96; STRAD alpha; STRADA
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	92335
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend Aminosäuren 25-210 von humanem STRADA (NP_699166.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q7RTN6
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Eisbeutel