


Anti-Strada Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q7Rtn6

Artikelnummer: CM0023259



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches STRADA (STE20-verwandtes Kinaseadapterprotein alpha), geeignet für Western Blotting und ELISA. Erkennt menschliches und murines STRADA mit einem vorhergesagten Molekulargewicht von ~48 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] STRADA Rabbit pAb
Anmerkungen/Aliase	LYK5; PMSE; Stik; STRAD; NY-BR-96; STRAD alpha; DA
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	92335
GeneID	92335
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q7RTN6
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel