

Anti-Strap-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y3F4

Artikelnummer: CM0025237

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen das humane STRAP-Protein. Validiert für WB-, IF/ICC- und ELISA-Anwendungen.

Detektiert endogenes STRAP in menschlichen, murinen und Ratten-Proben. Geeignet für die Forschung an Spliceosomen und dem TGF-beta-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STRAP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MAWD; PT-WD; UNRIP; STRAP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	11171
GenID	11171
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-350 von humanem STRAP (NP_009109.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y3F4
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel