

Anti-Strap Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Western Blot - Q9Y3F4

Artikelnummer: CM0023283

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches STRAP (MAWD/UNRIP), Knockout-validiert, für WB, IF/ICC, IP, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Detektiert eine Bande von 38 kDa. Ideal für Studien zu snRNP-Assemblierung und TGF-beta-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	[KO-validiert] STRAP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	MAWD; PT-WD; UNRIP; AP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	11171
GenID	11171
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-350 des menschlichen STRAP (NP_009109.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y3F4
Proteinmasse	38 kDa
Versand	Eispackung