


Polyklonaler Anti-Strbp-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Si9

Artikelnummer: CM0014040



Einführung

Polyklonaler Anti-STRBP-Kaninchenantikörper, validiert für WB und ELISA. Zielprotein ist das humane perinukleäre RNA-bindende Protein der Spermatozoen, das an der Spermatogenese und RNA-Bindung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STRBP-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	p74; SPNR; ILF3L; HEL162; STRBP
Organismus	Mensch
GeneID (Mensch)	55342
GeneID	55342
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 40-190 des humanen STRBP (NP_060857.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96Si9
Proteingewicht	74 kDa
Versand	Kühlakku