


Anti-Strip1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q5Vsl9

Artikelnummer: CM0018179



Einführung

Anti-STRIP1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Reaktivität gegen Mensch, Maus, Ratte.

Forschungsanwendung in der Organisation des Zytoskeletts und in Studien zum STRIPAK-Komplex unter Verwendung des auf UniProt überprüften Proteins Q5VSL9.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STRIP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FAM40A; FAR11A; STRIP1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	85369
GenID	85369
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 743-837 von menschlichem STRIP1 (NP_149079.2) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q5VSL9
Proteingewicht	96kDa
Versand	Eisbeutel