

Anti-Strn Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - 043815

Artikelnummer: CM0029025

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes STRN, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der STRIPAK-Komplex-Signalgebung bei Zellwachstum und Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	STRN Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SG2NA; STRN1; PPP2R6A; STRN
Spezies	Human
GeneID (human)	6801
GeneID	6801
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 581-780 von humanem STRN (NP_003153.2) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O43815
Proteingewicht	86kDa
Versand	Eisbeutel