


Anti-Strn3 Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q13033

Artikelnummer: CM0028802



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes STRN3 (SG2NA), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Forschung am STRIPAK-Komplex und Signaltransduktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STRN3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SG2NA; S/G2NA; PPP2R6B; STRN3
Spezies	Mensch
GenID	29966
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 200-460 von humanem STRN3 (NP_001077362.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13033
Proteingewicht	87kDa
Versand	Eisbeutel