

Anti-Stt3B Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Tcj2

Artikelnummer: CM0013725



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes STT3B, die katalytische Untereinheit des OST-Komplexes, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes und murines STT3B (94 kDa). Ideal für die N-Glykosylierungs- und ERAD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STT3B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SIMP; CDG1X; STT3-B; STT3B
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	201595
Gen-ID	201595
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-100 von humanem STT3B (NP_849193.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8TCJ2
Proteinmasse	94kDa
Versand	Eisbeutel