


Anti-Stub1-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Une7

Artikelnummer: CM0014938



Einführung

Polyklonaler STUB1-Kaninchenantikörper von CamelBio, validiert für WB, IF/ICC, IP und ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Erkennt die E3-Ubiquitin-Ligase CHIP, die an der Prote Qualitätskontrolle und der mitochondrialen Homöostase beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STUB1-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	CHIP; SCA48; UBOX1; SCAR16; HSPABP2; NY-CO-7; SDCCAG7; STUB1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	10273
GeneID	10273
Immunogen	Rekombinantes Protein; rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-303 des menschlichen STUB1 (NP_005852.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UNE7
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Kühlakku