

## Anti-Stx12 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q86Y82

Artikelnummer: CM0028148



### Einführung

Anti-STX12 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf Syntaxin-12, das an endozytischem Recycling und AMPAR-Transport beteiligt ist. Ideal für neurowissenschaftliche und zellbiologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | STX12 Kaninchen pAb                                                                                                                                   |
| Bemerkungen/Alias | STX13; STX14; STX12                                                                                                                                   |
| Art               | Mensch                                                                                                                                                |
| GenID (Mensch)    | 23673                                                                                                                                                 |
| GenID             | 23673                                                                                                                                                 |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-276 des menschlichen STX12 (NP_803173.1) enthält. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                             |
| Kategorie         | Polyclonale Antikörper                                                                                                                                |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                             |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                                   |
| SWISS             | Q86Y82                                                                                                                                                |
| Proteinmasse      | 32 kDa                                                                                                                                                |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                             |