

Anti-Stx17 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P56962

Artikelnummer: CM0021762



Einführung

Validierter STX17 Kaninchen-polyklonaler Antikörper für Western Blot-, Immunfluoreszenz- und ELISA-Anwendungen. Erkennt endogenes STX17 in humanen und murinen Proben und unterstützt die Autophagie- und Membrantransportforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	STX17 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	STX17
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	55014
Gen-ID	55014
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-130 von humanem STX17 (NP_060389.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P56962
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eistasche