

Anti-Stx1A Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q16623

Artikelnummer: CM0029231

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes STX1A (Syntaxin-1A, HPC-1), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch und Ratte. Ideal für die Erforschung der SNARE-vermittelten Exozytose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STX1A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	STX1; HPC-1; P35-1; SYN1A; STX1A
Spezies	Mensch
GenID (menschlich)	6804
GenID	6804
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-288 von humanem STX1A (NP_004594.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q16623
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Eisbeutel