


Anti-Stx6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O43752

Artikelnummer: CM0022227



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches Syntaxin-6 (STX6), validiert für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Zeigt Kreuzreaktivität mit Maus. Geeignet für die Untersuchung von Golgi-Apparat, Endosomenverkehr und Membranfusionsmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STX6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	STX6
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10228
GenID	10228
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-234 des menschlichen STX6 (NP_005810.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O43752
Proteinmasse	29 kDa
Versand	Eispackung