

## Anti-Stx8 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Unk0

Artikelnummer: CM0018485

### Einführung

Anti-STX8 polyklonaler Antikörper validiert für Western Blot (WB) und ELISA, erkennt menschliches, Maus- und Ratten-STX8. Ideal für Studien zum retrograden Transport vom cis-Golgi zum ER. Rekombinantes Immunogen aus Kaninchen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | STX8 Kaninchen pAb                                                                                                             |
| Anmerkungen/Alias | CARB; STX8                                                                                                                     |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                         |
| GenID (Mensch)    | 9482                                                                                                                           |
| GenID             | 9482                                                                                                                           |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-215 von menschlichem STX8 (NP_004844.1) enthält. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                      |
| Kategorie         | Poliklonale Antikörper                                                                                                         |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                            |
| SWISS             | Q9UNK0                                                                                                                         |
| Proteinmasse      | 27 kDa                                                                                                                         |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                      |