

Anti-Stxbp1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P61764

Artikelnummer: CM0009838



Einführung

Hochwertiger STXBP1 Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit menschlichen, Maus- und Rattenproben. 68 kDa Protein, ideal für die Forschung zur synaptischen Funktion und Neurowissenschaften.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STXBP1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	P67; DEE4; NSEC1; UNC18; N-Sec1; RBSEC1; unc-18A; unc18-1; MUNC18-1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6812
GenID	6812
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P61764
Proteingewicht	68 kDa
Versand	Eisbeutel