

Anti-Stxbp1 Polyklonaler Antikörper Für If/Icc, If-P, Elisa - P61764

Artikelnummer: CM0026136



Einführung

Hochwertiger STXBP1 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für IF/ICC, IF-P und ELISA. Erkennt humanes und Ratten-STXBP1 (MUNC18-1), einen wichtigen Regulator der synaptischen Vesikelfusion. Ideal für die neurowissenschaftliche Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STXBP1 Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	P67; DEE4; NSEC1; UNC18; N-Sec1; RBSEC1; unc-18A; unc18-1; MUNC18-1; STXBP1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6812
Gen-ID	6812
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	P61764
Proteingewicht	68 kDa
Versand	Eisbeutel