


Polyklonaler Anti-Stxbp2-Kaninchenantikörper Für Wb Und Elisa - Q15833

Artikelnummer: CM0014465



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes STXBP2 (Unc-18-Homolog 2, Munc18-2), geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit humanem und murinem STXBP2 zur Unterstützung von Studien zum intrazellulären Vesikeltransport und zur Exozytose von Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STXBP2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	FHL5; UNC18B; Hunc18b; UNC18-2; pp10122; unc-18B; MUNC18-2; STXBP2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	6813
GeneID	6813
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q15833
Proteingewicht	66 kDa
Versand	Ice-Bag