

Anti-Stxbp3 Poliklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - 000186

Artikelnummer: CM0030190

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes STXBP3 (Syntaxin-bindendes Protein 3, MUNC18C) für Western Blot (WB) und ELISA. Validierte Kreuzreaktivität mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des GLUT4-Transports.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STXBP3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PSP; MUNC18C; UNC-18C; MUNC18-3; STXBP3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6814
GenID	6814
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 343-592 von menschlichem STXBP3 (NP_009200.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00186
Proteingewicht	68 kDa
Versand	Eisbeutel