


Anti-Stxbp4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Zwj1

Artikelnummer: CM0027243



Einführung

Anti-STXBP4 polyklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P und ELISA bei Mensch und Maus. Zielt auf Syntaxin-bindendes Protein 4 (Synip), einen wichtigen Regulator des Vesikelverkehrs und der Insulin-Signalisierung. Ideal für IVD-Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STXBP4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	Synip; STXBP4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	252983
GenID	252983
Immunogen	Rekombinantes Protein - Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 344-553 von humanem STXBP4 (NP_848604.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q6ZWJ1
Proteinmasse	62 kDa
Versand	Eisbeutel