


Anti-Styx Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Wuj0

Artikelnummer: CM0015175



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes STYX (25 kDa), geeignet für WB und ELISA. Ideal zur Untersuchung von MAPK/ERK-Signalwegen, FBXW7-vermittelter Degradation und Spermatogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STYX Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	STYX
Spezies	Human
GeneID (Human)	6815
GeneID	6815
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-223 des humanen STYX (NP_660294.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q8WUJ0
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel