

Anti-Sub1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P53999

Artikelnummer: CM0029929



Einführung

Der Anti-SUB1 Kaninchen-Polyklonale Antikörper erkennt den transkriptionellen Co-Aktivator p15 (PC4) mit Anwendungen in WB, IF/ICC, IP und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Erwartetes Proteingewicht 14 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SUB1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P15; PC4; p14; SUB1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10923
Gen-ID	10923
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-127 von menschlichem SUB1 (NP_0006704.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P53999
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel