

Anti-Sucla2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9P2R7

Artikelnummer: CM0018209



Einführung

Hochwertiger Anti-SUCLA2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ziel ist die mitochondriale Succinat-CoA-Ligase-Untereinheit Beta, entscheidend für den TCA-Zyklus und die ATP-Synthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SUCLA2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	A-SCS; A-BETA; MTDPS5; LINC00444; SCS-betaA; SUCLA2
Spezies	Human
GeneID (human)	8803
GeneID	8803
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend Aminosäuren 1-180 des humanen SUCLA2 (NP_003841.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9P2R7
Proteingröße	50kDa
Versand	Eisbeutel