

Anti-Suclg1 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P53597

Artikelnummer: CM0018041



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen SUCLG1 (Succinyl-CoA-Ligase-Untereinheit Alpha). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zum TCA-Zyklus und mitochondrialen Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SUCLG1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	GALPHA; MTDPS9; SUCLA1; SUCLG1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8802
Gen-ID	8802
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 41-346 von menschlichem SUCLG1 enthält (NP_003840.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P53597
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Eisbeutel