

Anti-Suc1g2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96I99

Artikelnummer: CM0025380



Einführung

KO-validierter Anti-SUCLG2 Kaninchen-polyklonaler Antikörper für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-SUCLG2 (GTP-spezifische Succinyl-CoA-Synthetase), ein Schlüsselenzym des TCA-Zyklus. Geeignet für Studien zur mitochondrialen Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] SUCLG2 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	G-SCS; GBETA; GTPSCS; G2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8801
Gen-ID	8801
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 50-300 des menschlichen SUCLG2 (NP_003839.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96I99
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel