

Anti-Sufu Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Umx1

Artikelnummer: CM0027060



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SUFU (Suppressor of Fused Homolog). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattisches SUFU. Ideal für die Forschung am Hedgehog-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	SUFU Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SUFUH; JBTS32; SUFUXL; PRO1280; SUFU
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51684
GenID	51684
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 325-484 von menschlichem SUFU (NP_057253.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UMX1
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel