

Anti-Sugct Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Hac7

Artikelnummer: CM0026100



Einführung

SUGCT Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Er reagiert mit humanem, murinem und rattem SUGCT. Das Ziel ist eine mitochondriale CoA-Transferase, die am Lysin/Tryptophan-Abbau beteiligt ist. Ideal für Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SUGCT Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GA3; ORF19; DERP13; C7orf10; SUGCT
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	79783
GenID	79783
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-250 von humanem SUGCT (NP_001180240.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9HAC7
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel