


Anti-Sugp2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Ix01

Artikelnummer: CM0018507



Einführung

SUGP2 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper für WB- und ELISA-Anwendungen, der menschliches und murines SUGP2 erkennt. Dieser Spleißfaktor lokalisiert sich im Zellkern und wird in Hoden, Gehirn und Niere exprimiert. Ideal für Spleißforschungen und die Entwicklung von IVD-Tests.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SUGP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SFRS14; SRF514; SUGP2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10147
GenID	10147
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 500-700 des menschlichen SUGP2 (NP_055699.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8IX01
Proteinmasse	120 kDa
Versand	Eisbeutel