

Anti-Sulf1 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Iwu6

Artikelnummer: CM0014049

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes SULF1, validiert für Western Blot und ELISA. Detektiert SULF1 in humanen und Rattenproben. Ideal für Anwendungen in der Apoptose- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SULF1 Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	SULF-1; SULF1
Spezies	Human
GenelD (human)	23213
GenelD	23213
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 480-610 von humanem SULF1 enthält (NP_001121676.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	Q8IWU6
Proteingewicht	101 kDa
Versand	Eisbeutel