

Anti-Sult1A1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P50225

Artikelnummer: CM0020325



Einführung

Anti-SULT1A1 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blotting und ELISA. Reagiert mit humanen, murinen und Rattensamples. Ideal für die Erforschung von Fremdstoff- und Hormonmetabolismus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SULT1A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PST; STP; STP1; P-PST; ST1A1; ST1A3; TSPST1; ts-PST; P-PST 1; HAST1/HAST2; SULT1A1
Spezies	Human
GeneID (human)	6817
GeneID	6817
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-295 von humanem SULT1A1 (NP_803565.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P50225
Protein-Gewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel