

Anti-SULT1A2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P50226

Artikelnummer: CM0017912



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen die humane SULT1A2-Sulfotransferase, geeignet für Anwendungen in Western Blot und ELISA. Erkennt endogene SULT1A2 in Proben von Mensch, Maus und Ratte und unterstützt die Forschung zum Arzneimittelstoffwechsel und zur Krebsanfälligkeit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SULT1A2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	STP2; HAST4; P-PST; ST1A2; TSPST2; P-PST 2; SULT1A2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	6799
GeneID	6799
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 201-295 der humanen SULT1A2 (NP_001045.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P50226
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Ice-Bag