


Anti-SULT1C4-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O75897

Artikelnummer: CM0021898



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SULT1C4. Geeignet für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Erkennt endogene SULT1C4-Spiegel in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Richtet sich gegen eine Sulfotransferase, die am Stoffwechsel von Xenobiotika und Arzneimitteln beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SULT1C4-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SULT1C; SULT1C2; SULT1C4
Art	Mensch
Gen-ID	27233 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-95 des humanen SULT1C4 (NP_006579.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75897
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Kühlakku