

Anti-Sult1E1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P49888

Artikelnummer: CM0028292



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Anti-SULT1E1-Antikörper validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Zielt auf humanes SULT1E1 ab, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Östrogenstoffwechsel und hormonassoziierten Fragestellungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SULT1E1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	EST; STE; EST-1; ST1E1; SULT1E1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	6783
GenID	6783
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 140-294 von humanem SULT1E1 enthält (NP_005411.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49888
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Eisbeutel