


Anti-SULT2A1 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q06520

Artikelnummer: CM0027745



Einführung

SULT2A1 Kaninchen-poliklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch und Maus. Erkennt endogenes SULT2A1 (~34 kDa), eine wichtige Steroid- und Gallensäure-Sulfotransferase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SULT2A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HST; ST2; STD; hSTa; DHEAS; ST2A1; ST2A3; DHEA-ST; SULT2A3; DHEA-ST8; SULT2A1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6822
Gen-ID	6822
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-145 von humanem SULT2A1 (NP_003158.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q06520
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Eisbeutel