


Anti-SULT2A1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q06520

Artikelnummer: CM0005187



Einführung

SULT2A1 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P, ELISA. Reagiert mit humanem und ratten SULT2A1 (34kDa), einer Schlüssel-Sulfotransferase für Steroide und Gallensäuren. Ideal für Stoffwechsel- und Entgiftungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SULT2A1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HST; ST2; STD; hSTa; DHEAS; ST2A1; ST2A3; DHEA-ST; SULT2A3; DHEA-ST8; SULT2A1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	6822
Gen-ID	6822
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 180-285 von humanem SULT2A1 (Q06520) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q06520
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eistasche