


Anti-SULT2A1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q06520

Artikelnummer: CM0016662



Einführung

Anti-SULT2A1 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt menschliches, Maus- und Ratten-SULT2A1; Immunogen rekombinantes Protein (aa1-145). Geeignet für die Erforschung von Steroidsulfonierung und Gallensäurestoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SULT2A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HST; ST2; STD; hSTa; DHEAS; ST2A1; ST2A3; DHEA-ST; SULT2A3; DHEA-ST8; SULT2A1
Spezies	Mensch
GeneID (human)	6822
GeneID	6822
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-145 des humanen SULT2A1 (NP_003158.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q06520
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel