

Anti-Sult2B1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O00204

Artikelnummer: CM0028426



Einführung

CamelBios Anti-SULT2B1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA, reaktiv gegen Mensch, Maus, Ratte. Zielgerichtet ist Sulfotransferase 2B1, die an der Steroidsulfonierung und dem Cholesterinstoffwechsel beteiligt ist. Ideal für die Forschung zum Lipidstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SULT2B1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HSST2; ARCI14; SULT2B1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6820
Gen-ID	6820
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-365 von menschlichem SULT2B1 (NP_814444.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00204
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel