


Anti-Sumf2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nbj7

Artikelnummer: CM0021188



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen SUMF2 (pFGE), einen inaktiven Sulfatase-modifizierenden Faktor, der SUMF1 hemmt. Geeignet für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Immunogen: rekombinantes Protein (AS 45-320).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SUMF2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	pFGE; SUMF2
Art	Mensch
GenID (Mensch)	25870
GenID	25870
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 45-320 von menschlichem SUMF2 (NP_056226.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8NBJ7
Proteinmasse	34 kDa
Versand	Eisbeutel