


Anti-Sumo1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P63165

Artikelnummer: CM0019996



Einführung

Anti-SUMO1 Kaninchen polyklonaler Antikörper für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detektiert SUMO1 in Mensch, Maus, Ratte. Ubiquitin-ähnlicher Modifikator, der am nukleären Transport, der DNA-Reparatur und der Signaltransduktion beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SUMO1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DAP1; GMP1; PIC1; SMT3; UBL1; OFC10; SENP2; SMT3C; SMT3H3; SUMO1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7341
GenID	7341
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-101 von menschlichem SUMO1 (NP_003343.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P63165
Proteingewicht	12kDa
Versand	Eisbeutel