

Anti-Sumo1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper [Ko Validiert] Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P63165

Artikelnummer: CM0002520

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen SUMO1 (P63165), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Essentiell für die Erforschung der SUMOylierung im Kerntransport, der DNA-Reparatur und der Signaltransduktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] SUMO1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	DAPI; GMP1; PIC1; SMT3; UBL1; OFC10; SENP2; SMT3C; SMT3H3; O1
Spezies	Human
GeneID	7341 (Human)
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-101 von humanem Sumo 1 (P63165) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P63165
Proteingewicht	12kDa
Versand	Eisbeutel