


Anti-Sumo2/3 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P61956/P55854

Artikelnummer: CM0016585



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen menschliches SUMO2/3, validiert für Western Blot, IHC-Paraffin und ELISA. Erkennt endogenes SUMO2/3 in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von SUMOylierung und ubiquitin-ähnlichen Proteinwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SUMO2/3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	HSMT3; SMT3B; SUMO3; Smt3A; SMT3H2; SUMO2/3
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	6613/6612
GeneID	6613/6612
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P61956/P55854
Proteingewicht	11 kDa
Versand	Eisbeutel