


Anti-Sumo3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P55854

Artikelnummer: CM0022206



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen SUMO3, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt spezifisch humanes, Maus- und Ratten-SUMO3, ein Ubiquitin-ähnliches Modifikationsprotein das am Kerntransport und der Signaltransduktion beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SUMO3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	SMT3A; Smt3B; SMT3H1; SUMO-3; SUMO3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6612
GenID	6612
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-92 des humanen SUMO3 (NP_008867.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P55854
Proteingewicht	12 kDa
Versand	Eisbeutel