

Anti-Sumo4 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Eev6

Artikelnummer: CM0024935

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen menschliches SUMO4 (small ubiquitin-like modifier 4), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für die Erforschung von Sumoylierung, oxidativem Stress und immunassoziierten Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SUMO4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	IDDM5; SMT3H4; SUMO-4; dj281H8.4; SUMO4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	387082
Gen-ID	387082
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 40-95 von menschlichem SUMO4 (Q6EEV6)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q6EEV6
Proteingewicht	11 kDa
Versand	Eisbeutel