

Anti-Sumo4 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Eev6

Artikelnummer: CM0008588

Einführung

Anti-SUMO4 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für SUMOylierungs-, oxidativen Stress- und Diabetes-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SUMO4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	IDDM5; SMT3H4; SUMO-4; dj281H8.4; SUMO4
Spezies	Human
GeneID (Human)	387082
GeneID	387082
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-95 von humanem SUMO4 (Q6EEV6) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q6EEV6
Proteingewicht	11kDa
Versand	Eistasche