


Anti-Sun2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uh99

Artikelnummer: CM0002970



Einführung

Hochwertiger kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches SUN2 (UNC84B) gerichtet ist und für WB, IHC-P, ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zum LINC-Komplex und zur Kernmigration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SUN2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	UNC84B, rab5IP, SUN2
Spezies	Mensch
Gen-ID	25777 (Mensch)
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 618-717 von menschlichem SUN2 (Q9UH99) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UH99
Proteingewicht	80kDa
Versand	Eisbeutel