


Anti-Sun2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9UH99

Artikelnummer: CM0019108



Einführung

SUN2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in Human, Maus, Ratte. Erkennt die LINC-Komplex-Komponente SUN2, die für die Kernpositionierung und -migration essentiell ist. Ideal für Zytoskelett- und Kernhüllenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SUN2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	UNC84B; rab51P; SUN2
Spezies	Human
GeneID (Human)	25777
GeneID	25777
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 255-572 von humanem SUN2 (NP_001186508) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UH99
Protein-Gewicht	80kDa
Versand	Eisbeutel