

Anti-Suox Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P51687

Artikelnummer: CM0003148



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen menschliches SUOX (Sulfitoxidase). Validiert für Western Blot und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Ratte. Ideal für die Untersuchung von Schwefelstoffwechsel, Mitochondrienfunktion und hypoxiebezogener Nitritreduktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SUOX Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SUOX; Sulfitoxidase
Spezies	Mensch
Gen-ID	6821
Immunogen	Synthetisches Peptid (aa 100-200 von menschlichem SUOX, P51687)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P51687
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel