


Anti-Supt16H (Spt16) Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5B9

Artikelnummer: CM0019952



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen SUPT16H (SPT16), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit der FACT-Komplex-Untereinheit SPT16 von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Chromatin-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SUPT16H (SPT16) Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CDC68; SPT16; NEDDFAC; FACTP140; SPT16/CDC68; SUPT16H (SPT16)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	11198
GenID	11198
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 520-695 des menschlichen SUPT16H (SPT16) (NP_009123.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y5B9
Proteingewicht	120 kDa
Versand	Eisbeutel